
















## L000189 Instrumentarium für Compact Foot 2.0/2.4/2.7 (Titan)














### Box01/01

Pos.	Mat.Nr	Description		Qty	Unit	Location
Box01/01		<b>Module 01</b>				
1	313.300	Kombi-Haltehülse für Kortikalisschrauben Stardrive® Ø 2.4/2.7 mm, T8, für Schraubenzieherschäfte Ø 3.5 mm		1	ST	B01M01
2	313.301	Haltehülse für LCP-Schrauben Stardrive® Ø 2.4/2.7 mm (Kopf LCP 2.4), T8, für Schraubenzieherschäfte Ø 3.5 mm		1	ST	B01M01
3	313.302	Schraubenzieher Stardrive®, T8, zylindrisch, mit Nut, Schaft Ø 3.5 mm		1	ST	B01M01
4	689.885	Behälter, gross, verschliessbar, ohne Inhalt		1	ST	B01M01
Box01/01		<b>Module 02</b>				
5	310.507	Spiralbohrer Ø 1.5 mm, mit Markierung, Länge 96/82 mm, 2-lippig, für Dentalkupplung		1	ST	B01M02
6	310.880	Kopfraumfräser 1.5 bis 2.4, Länge 52 mm, für Dentalkupplung		1	ST	B01M02
7	313.842	Schraubenziehereinsatz Stardrive® 2.0, kurz, selbsthaltend, für Dentalkupplung		1	ST	B01M02
8	323.034	LCP-Bohrbüchse 2.0, mit Skala, für Spiralbohrer Ø 1.5 mm mit Markierung		1	ST	B01M02
9	323.200	Universalbohrbüchse 2.0		1	ST	B01M02
10	329.921	Schränkstift für LCP-Platten 2.0, mit Gewinde		2	ST	B01M02
11	401.356	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 6 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01M02
12	401.357	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 7 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01M02
13	401.358	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 8 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01M02
14	401.359	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 9 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01M02
15	401.360	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 10 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01M02
16	401.361	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 11 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01M02
17	401.362	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 12 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01M02
18	401.363	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 13 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01M02
19	401.364	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 14 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01M02
20	401.366	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 16 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01M02
21	401.368	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 18 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01M02
22	401.370	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 20 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01M02
23	401.372	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 22 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01M02
24	401.374	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 24 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01M02






## L000189 Instrumentarium für Compact Foot 2.0/2.4/2.7 (Titan)

25	401.375	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 26 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01M02	
26	401.376	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 28 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01M02	
27	401.377	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 30 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01M02	
28	401.378	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 32 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01M02	
29	401.379	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 34 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01M02	
30	401.380	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 36 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01M02	
31	401.381	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 38 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01M02	
32	401.876	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 6 mm, Titanlegierung (TAN)			3	ST	B01M02
33	401.877	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 7 mm, Titanlegierung (TAN)			3	ST	B01M02
34	401.878	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 8 mm, Titanlegierung (TAN)			3	ST	B01M02
35	401.879	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 9 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01M02	
36	401.880	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 10 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01M02	
37	401.881	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 11 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01M02	
38	401.882	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 12 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01M02	
39	401.883	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 13 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01M02	
40	401.884	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 14 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01M02	
41	401.886	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 16 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01M02	
42	401.888	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 18 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01M02	
43	401.890	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 20 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01M02	
44	401.892	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 22 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01M02	
45	401.894	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 24 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01M02	
46	401.896	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 26 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01M02	
47	401.898	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 28 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01M02	
48	401.900	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.0 mm, selbstschneidend, Länge 30 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01M02	
49	447.362	Adaptionsplatte 2.0, 12 Löcher, Länge 81,26 mm, Reintitan		2	ST	B01M02	
50	447.344	LCP-Platte 2.0, gerade, 4 Löcher, Länge 31 mm, Reintitan		2	ST	B01M02	
51	447.345	LCP-Platte 2.0, gerade, 5 Löcher, Länge 38 mm, Reintitan		2	ST	B01M02	
52	447.346	LCP-Platte 2.0, gerade, 6 Löcher, Länge 45 mm, Reintitan		2	ST	B01M02	
53	447.347	LCP-Platte 2.0, gerade, 7 Löcher, Länge 52 mm, Reintitan		2	ST	B01M02	
54	447.349	LCP-Kondylenplatte 2.0, Schaft 7 Löcher, Kopf 2 Löcher, Reintitan		2	ST	B01M02	
55	447.615	LCP-T-Platte 2.0, Schaft 7 Löcher, Kopf 3 Löcher, Reintitan		2	ST	B01M02	





















## L000189 Instrumentarium für Compact Foot 2.0/2.4/2.7 (Titan)

56	513.140	Spiralbohrer Ø 2.0 mm, Länge 67/55 mm, 2-lippig, für Dentalkupplung		1	ST	B01M02
57	682.610	Modul Compact Foot 2.0, ohne Deckel, ohne Inhalt		1	ST	B01M02
58	682.611	Deckel, zu Nr. 682.610 (Titanimplantate)		1	ST	B01M02
Box01/01		<b>Module 03</b>				
59	04.100.020	Navikularplatte 2.4, winkelstabil, Reintitan		1	ST	B01M03
60	04.100.021	Kuboidplatte 2.4, winkelstabil, links, Reintitan		1	ST	B01M03
61	04.100.022	Kuboidplatte 2.4, winkelstabil, rechts, Reintitan		1	ST	B01M03
62	04.100.023	Talusplatte 2.4, winkelstabil, Reintitan		1	ST	B01M03
63	310.508	Spiralbohrer Ø 1.8 mm, mit Markierung, Länge 96/82 mm, 2-lippig, für Dentalkupplung		1	ST	B01M03
64	314.451	Schraubenziehereinsatz Stardrive® 2.4, kurz, selbsthaltend, für Dentalkupplung		1	ST	B01M03
65	317.871	Spiralbohrer Ø 2.4 mm, Länge 80/66 mm, 2-lippig, für Dentalkupplung		1	ST	B01M03
66	323.029	LCP-Bohrbüchse 2.4, mit Skala bis 30 mm, für Spiralbohrer Ø 1.8 mm		1	ST	B01M03
67	323.202	Universalbohrbüchse 2.4		1	ST	B01M03
68	401.756	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 6 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01M03
69	401.757	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 7 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01M03
70	401.758	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 8 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01M03
71	401.759	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 9 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01M03
72	401.760	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 10 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01M03
73	401.761	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 11 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01M03
74	401.762	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 12 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01M03
75	401.763	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 13 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01M03
76	401.764	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 14 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01M03
77	401.766	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 16 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01M03
78	401.768	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 18 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01M03
79	401.770	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 20 mm, Titanlegierung (TAN)	2	ST	B01M03	
80	401.772	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 22 mm, Titanlegierung (TAN)	2	ST	B01M03	
81	401.774	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 24 mm, Titanlegierung (TAN)	2	ST	B01M03	





## L000189 Instrumentarium für Compact Foot 2.0/2.4/2.7 (Titan)

82	401.776	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 26 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01M03
83	401.778	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 28 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01M03
84	401.780	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 30 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01M03
85	401.782	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 32 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01M03
86	401.784	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 34 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01M03
87	401.786	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 36 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01M03
88	401.788	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 38 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01M03
89	401.790	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 40 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01M03
90	412.806	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 6 mm, Titanlegierung (TAN)			3	ST
91	412.807	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 7 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01M03
92	412.808	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 8 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01M03
93	412.809	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 9 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01M03
94	412.810	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 10 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01M03
95	412.811	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 11 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01M03
96	412.812	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 12 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01M03
97	412.813	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 13 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01M03
98	412.814	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 14 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01M03
99	412.816	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 16 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01M03
100	412.818	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 18 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01M03
101	412.820	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 20 mm, Titanlegierung (TAN)	2	ST	B01M03	
102	412.822	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 22 mm, Titanlegierung (TAN)	2	ST	B01M03	
103	412.824	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 24 mm, Titanlegierung (TAN)	2	ST	B01M03	
104	412.826	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 26 mm, Titanlegierung (TAN)	2	ST	B01M03	
105	412.828	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 28 mm, Titanlegierung (TAN)	2	ST	B01M03	
106	412.830	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 30 mm, Titanlegierung (TAN)	2	ST	B01M03	
107	449.615	LCP-T-Platte 2.4, Schaft 7 Löcher, Kopf 3 Löcher, Reintitan		2	ST	B01M03
108	449.674	LCP-Platte 2.4, gerade, 4 Löcher, Länge 36 mm, Reintitan		2	ST	B01M03
109	449.676	LCP-Platte 2.4, gerade, 6 Löcher, Länge 52 mm, Reintitan		2	ST	B01M03
110	449.678	LCP-Platte 2.4, gerade, 8 Löcher, Länge 68 mm, Reintitan		2	ST	B01M03
111	449.679	LCP-Kondylenplatte 2.4, Schaft 7 Löcher, Kopf 2 Löcher, Reintitan		2	ST	B01M03
112	449.912	Adaptionsplatte 2.4, 12 Löcher, Länge 72 mm, Reintitan		2	ST	B01M03










## L000189 Instrumentarium für Compact Foot 2.0/2.4/2.7 (Titan)

113	449.944	LC-DCP®-Adaptionsplatte 2.4, 4 Löcher, Länge 32 mm, Reintitan		2	ST	B01M03
114	682.613	Modul Compact Foot 2.4, ohne Deckel, ohne Inhalt		1	ST	B01M03
115	682.614	Deckel, zu Nr. 682.613 (Titanimplantate)		1	ST	B01M03
<b>Box01/01 Module 04</b>						
116	310.260	Spiralbohrer Ø 2.7 mm, Länge 100/75 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		1	ST	B01M04
117	310.534	Spiralbohrer Ø 2.0 mm, mit Markierung, Länge 110/85 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		1	ST	B01M04
118	310.870	Kopfraumfräser 2.7, Länge 62 mm		1	ST	B01M04
119	323.033	LCP-Bohrbüchse für LCP-Schrauben Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), mit Skala bis 30 mm, für Spiralbohrer Ø 2.0 mm		1	ST	B01M04
120	323.260	Universalbohrbüchse 2.7		1	ST	B01M04
121	329.922	Schränkstift für LCP-Platten 2.4 und 2.7, mit Gewinde		2	ST	B01M04
122	449.680	LCP Platte 2.7, 4 Löcher, Länge 40 mm, Reintitan		4	ST	B01M04
123	449.682	LCP Platte 2.7, 6 Löcher, Länge 58 mm, Reintitan		4	ST	B01M04
124	447.702	X-Verriegelungsplatte 2.4/2.7, klein, 18 x 12 mm, für Fuss, Reintitan		1	ST	B01M04
125	447.704	X-Verriegelungsplatte 2.4/2.7, mittel, 24 x 14 mm, für Fuss, Reintitan		1	ST	B01M04
126	447.706	X-Verriegelungsplatte 2.4/2.7, gross, 30 x 14 mm, für Fuss, Reintitan		1	ST	B01M04
127	447.710	Verriegelungsplatte 2.4/2.7, gerade, 2 Löcher, 17 x 6.0 x 1.6 mm, Reintitan		1	ST	B01M04
128	447.711	X-Verriegelungsplatte 2.4/2.7, extraklein, 16 x 8 mm, für Fuss, Reintitan		2	ST	B01M04
129	449.684	LCP-Kondylenplatte 2.7, Schaft 7 Löcher, Kopf 2 Löcher, Reintitan		2	ST	B01M04
130	449.685	LCP-T-Platte 2.7, Schaft 3 Löcher, Kopf 2 Löcher, Reintitan		2	ST	B01M04
131	449.686	LCP-L-Platte 2.7, schräg, rechts, Schaft 3 Löcher, Kopf 2 Löcher, Reintitan		2	ST	B01M04
132	449.687	LCP-L-Platte 2.7, schräg, links, Schaft 3 Löcher, Kopf 2 Löcher, Reintitan		2	ST	B01M04
133	449.690	H-Verriegelungsplatte 2.7, 5 Löcher, Länge 31 mm, Reintitan		2	ST	B01M04
134	449.691	H-Verriegelungsplatte 2.7, 8 Löcher, Länge 45 mm, Reintitan		2	ST	B01M04

## L000189 Instrumentarium für Compact Foot 2.0/2.4/2.7 (Titan)

135	682.616	Modul Compact Foot 2.7, ohne Deckel, ohne Inhalt		1	ST	B01M04	
136	682.617	Deckel, zu Nr. 682.616 (Titanimplantate)		1	ST	B01M04	
<b>Box01/01 Screw rack 01</b>							
137	402.210	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 10 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01S01	
138	402.212	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 12 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01S01	
139	402.214	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 14 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01S01	
140	402.216	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 16 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01S01	
141	402.218	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 18 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01S01	
142	402.220	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 20 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01S01	
143	402.222	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 22 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01S01	
144	402.224	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 24 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01S01	
145	402.226	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 26 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01S01	
146	402.228	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 28 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01S01	
147	402.230	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 30 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01S01	
148	402.870	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 10 mm, Titanlegierung (TAN)			3	ST	B01S01
149	402.872	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 12 mm, Titanlegierung (TAN)			3	ST	B01S01
150	402.874	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 14 mm, Titanlegierung (TAN)			3	ST	B01S01
151	402.876	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 16 mm, Titanlegierung (TAN)			3	ST	B01S01
152	402.878	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 18 mm, Titanlegierung (TAN)			3	ST	B01S01
153	402.880	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 20 mm, Titanlegierung (TAN)			3	ST	B01S01
154	402.882	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 22 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01S01	
155	402.884	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 24 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01S01	
156	402.886	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 26 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01S01	
157	402.888	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 28 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01S01	
158	402.890	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 30 mm, Titanlegierung (TAN)	3		ST	B01S01	
159	402.892	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 32 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01S01		

## L000189 Instrumentarium für Compact Foot 2.0/2.4/2.7 (Titan)

160	402.894	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 34 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01S01
161	402.896	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 36 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01S01
162	402.898	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 38 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01S01
163	402.900	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 40 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01S01
164	402.964	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 45 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01S01
165	402.967	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 50 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01S01
166	402.968	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 55 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01S01
167	402.969	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 60 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01S01
168	682.013	Rechen für Verriegelungsschrauben Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4) und Kortikalisschrauben Ø 2.7 mm		1	ST	B01S01
Box01/01	<b>Tray 01</b>					
169	311.012	Handstück, mittel, mit Dentalkupplung		1	ST	B01T01
170	319.005	Tiefenmessgerät für Schrauben Ø 2.0 und 2.4 mm, Messbereich bis 40 mm		1	ST	B01T01
171	347.901	Flachzange, spitz, für Platten 1.0 bis 2.4		2	ST	B01T01
172	391.951	Schneidezange mit Entgrater, für Platten 1.0 bis 2.4, Länge 180 mm		1	ST	B01T01
173	682.674	Einsatz, Grösse 1/2, für Zusatzinstrumentarium Compact Foot 2.0 und 2.4		1	ST	B01T01
174	689.507	Stahldeckel, Grösse 1/1, für Vario Case™		1	ST	B01T01
175	689.510	Vario Case™, Rahmen, Grösse 1/1, Höhe 88 mm		1	ST	B01T01

Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch




www.depuysynthes.com



## L000189 Instrumentarium für Compact Foot 2.0/2.4/2.7 (Titan)

Box01/01

### Tray 02

176	319.010	Tiefenmessgerät für Schrauben Ø 2.7 bis 4.0 mm, Messbereich bis 60 mm		1	ST	B01T02
177	391.963	Universal-Biegezange, Länge 165 mm		2	ST	B01T02
178	682.674	Einsatz, Grösse 1/2, für Zusatzinstrumentarium Compact Foot 2.0 und 2.4		1	ST	B01T02



Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch

www.depuySynthes.com



**L000189**

**Instrumentarium für Compact Foot 2.0/2.4/2.7 (Titan)**

**B01M01**



**B01M02**



Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch

www.depuySynthes.com



## L000189



## Instrumentarium für Compact Foot 2.0/2.4/2.7 (Titan)


### B01M03



### B01M04



**L000189****Instrumentarium für Compact Foot 2.0/2.4/2.7 (Titan)****B01S01****B01T01**

**L000189****Instrumentarium für Compact Foot 2.0/2.4/2.7 (Titan)****B01T02****\*\*\*End of document\*\*\***