


Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch

Tel. +49 800 201 20 70  
Fax +49 7665 503 290  
www.depuySynthes.com

**L001475S****LCP Mediale Proximale Tibiplatte 3.5, Steril****Box01/01**

Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location
<b>Box01/01 Tray 01</b>					
1	04.212.058S	Verriegelungsschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 58 mm, Titanlegierung (TAN), steril	3	ST	B01T01
2	412.124S	Verriegelungsschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 60 mm, Titanlegierung (TAN), steril	3	ST	B01T01
3	412.125S	Verriegelungsschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 65 mm, Titanlegierung (TAN), steril	3	ST	B01T01
4	412.126S	Verriegelungsschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 70 mm, Titanlegierung (TAN), steril	3	ST	B01T01
5	412.127S	Verriegelungsschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 75 mm, Titanlegierung (TAN), steril	3	ST	B01T01
6	412.128S	Verriegelungsschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 80 mm, Titanlegierung (TAN), steril	3	ST	B01T01
7	412.129S	Verriegelungsschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 85 mm, Titanlegierung (TAN), steril	3	ST	B01T01
8	412.130S	Verriegelungsschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 90 mm, Titanlegierung (TAN), steril	3	ST	B01T01
9	439.954S	LCP Mediale Proximale Tibiplatte 3.5, rechts, Schaft 4 Löcher, Länge 93 mm, Reintitan, steril	1	ST	B01T01
10	439.955S	LCP Mediale Proximale Tibiplatte 3.5, links, Schaft 4 Löcher, Länge 93 mm, Reintitan, steril	1	ST	B01T01
11	439.956S	LCP Mediale Proximale Tibiplatte 3.5, rechts, Schaft 6 Löcher, Länge 119 mm, Reintitan, steril	1	ST	B01T01
12	439.957S	LCP Mediale Proximale Tibiplatte 3.5, links, Schaft 6 Löcher, Länge 119 mm, Reintitan, steril	1	ST	B01T01
13	439.958S	LCP Mediale Proximale Tibiplatte 3.5, rechts, Schaft 8 Löcher, Länge 145 mm, Reintitan, steril	1	ST	B01T01
14	439.959S	LCP Mediale Proximale Tibiplatte 3.5, links, Schaft 8 Löcher, Länge 145 mm, Reintitan, steril	1	ST	B01T01
<b>Box01/01 Screw rack 01</b>					
15	04.200.020TS	Kortikalisschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 20 mm, Titanlegierung (TAN), steril	2	ST	B01S01
16	04.200.022TS	Kortikalisschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 22 mm, Titanlegierung (TAN), steril	2	ST	B01S01
17	04.200.024TS	Kortikalisschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 24 mm, Titanlegierung (TAN), steril	2	ST	B01S01
18	04.200.026TS	Kortikalisschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 26 mm, Titanlegierung (TAN), steril	2	ST	B01S01
19	04.200.028TS	Kortikalisschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 28 mm, Titanlegierung (TAN), steril	2	ST	B01S01



Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch

Tel. +49 800 201 20 70  
Fax +49 7665 503 290  
www.depuyorthosynthes.com




## L001475S

## LCP Mediale Proximale Tibiplatte 3.5, Steril

20	04.200.030TS	Kortikalisschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 30 mm, Titanlegierung (TAN), steril	2	ST	B01S01
21	04.200.032TS	Kortikalisschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 32 mm, Titanlegierung (TAN), steril	2	ST	B01S01
22	04.200.034TS	Kortikalisschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 34 mm, Titanlegierung (TAN), steril	2	ST	B01S01
23	04.200.036TS	Kortikalisschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 36 mm, Titanlegierung (TAN), steril	2	ST	B01S01
24	04.200.038TS	Kortikalisschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 38 mm, Titanlegierung (TAN), steril	2	ST	B01S01
25	04.200.040TS	Kortikalisschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 40 mm, Titanlegierung (TAN), steril	2	ST	B01S01
26	04.200.042TS	Kortikalisschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 42 mm, Titanlegierung (TAN), steril	2	ST	B01S01
27	04.200.044TS	Kortikalisschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 44 mm, Titanlegierung (TAN), steril	2	ST	B01S01
28	04.200.046TS	Kortikalisschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 46 mm, Titanlegierung (TAN), steril	2	ST	B01S01
29	04.200.048TS	Kortikalisschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 48 mm, Titanlegierung (TAN), steril	2	ST	B01S01
30	04.200.050TS	Kortikalisschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 50 mm, Titanlegierung (TAN), steril	2	ST	B01S01
31	04.200.055TS	Kortikalisschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 55 mm, Titanlegierung (TAN), steril	2	ST	B01S01



Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location
<b>Box01/01 Screw rack 02</b>					
32	412.106TS	Verriegelungsschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 20 mm, Titanlegierung (TAN), steril	3	ST	B01S02
33	412.107TS	Verriegelungsschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 22 mm, Titanlegierung (TAN), steril	3	ST	B01S02
34	412.108TS	Verriegelungsschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 24 mm, Titanlegierung (TAN), steril	3	ST	B01S02
35	412.109TS	Verriegelungsschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 26 mm, Titanlegierung (TAN), steril	3	ST	B01S02
36	412.110TS	Verriegelungsschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 28 mm, Titanlegierung (TAN), steril	3	ST	B01S02
37	412.111TS	Verriegelungsschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 30 mm, Titanlegierung (TAN), steril	3	ST	B01S02
38	412.112TS	Verriegelungsschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 32 mm, Titanlegierung (TAN), steril	3	ST	B01S02
39	412.113TS	Verriegelungsschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 34 mm, Titanlegierung (TAN), steril	3	ST	B01S02
40	412.115TS	Verriegelungsschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 36 mm, Titanlegierung (TAN), steril	3	ST	B01S02



Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch

Tel. +49 800 201 20 70  
Fax +49 7665 503 290  
www.depuythes.com

**L001475S****LCP Mediale Proximale Tibiplatte 3.5, Steril**

41	412.116TS	Verriegelungsschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 38 mm, Titanlegierung (TAN), steril	3	ST	B01S02
42	412.117TS	Verriegelungsschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 40 mm, Titanlegierung (TAN), steril	3	ST	B01S02
43	412.118TS	Verriegelungsschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 42 mm, Titanlegierung (TAN), steril	3	ST	B01S02
44	412.134TS	Verriegelungsschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 44 mm, Titanlegierung (TAN), steril	3	ST	B01S02
45	412.136TS	Verriegelungsschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 46 mm, Titanlegierung (TAN), steril	3	ST	B01S02
46	412.120TS	Verriegelungsschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 48 mm, Titanlegierung (TAN), steril	3	ST	B01S02
47	412.121TS	Verriegelungsschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 50 mm, Titanlegierung (TAN), steril	3	ST	B01S02
48	412.122TS	Verriegelungsschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 52 mm, Titanlegierung (TAN), steril	3	ST	B01S02
49	04.212.054TS	Verriegelungsschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 54 mm, Titanlegierung (TAN), steril	3	ST	B01S02
50	04.212.056TS	Verriegelungsschraube Stardrive® ø3.5, selbstschneidend, Länge 56 mm, Titanlegierung (TAN), steril	3	ST	B01S02



Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch

www.depuySynthes.com



## L001475S

## LCP Mediale Proximale Tibiplatte 3.5, Steril

B01T01



\*\*\*End of document\*\*\*