

Depuy Synthes GmbH
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8
D-79224 Umkirch

www.depuysynthes.com



L01.111.900S

Ulna Osteotomie Verbrauchsmaterial Steril

Box01/01

Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location
Box01/01		Tray 01			
1	532.081S	Sägeblatt, parallel, 47.1/25 x 12 x 2.0 mm, Schnitt 90°, Verkürzung 2.0 mm, steril	1	ST	B01T01
2	532.082S	Sägeblatt, parallel, 47.1/25 x 12 x 2.5 mm, Schnitt 90°, Verkürzung 2.5 mm, steril	1	ST	B01T01
3	532.083S	Sägeblatt, parallel, 47.1/25 x 12 x 3.0 mm, Schnitt 90°, Verkürzung 3.0 mm, steril	1	ST	B01T01
4	532.084S	Sägeblatt, parallel, 47.1/25 x 12 x 4.0 mm, Schnitt 90°, Verkürzung 4.0 mm, steril	1	ST	B01T01
5	532.085S	Sägeblatt, parallel, 47.1/25 x 12 x 5.0 mm, Schnitt 90°, Verkürzung 5.0 mm, steril	1	ST	B01T01
6	532.091S	Sägeblatt, parallel, 47.1/25 x 12 x 1.4 mm, Schnitt 45°, Verkürzung 2.0 mm, steril	1	ST	B01T01
7	532.092S	Sägeblatt, parallel, 47.1/25 x 12 x 1.8 mm, Schnitt 45°, Verkürzung 2.5 mm, steril	1	ST	B01T01
8	532.093S	Sägeblatt, parallel, 47.1/25 x 12 x 2.1 mm, Schnitt 45°, Verkürzung 3.0 mm, steril	1	ST	B01T01
9	532.094S	Sägeblatt, parallel, 47.1/25 x 12 x 2.8 mm, Schnitt 45°, Verkürzung 4.0 mm, steril	1	ST	B01T01
10	532.095S	Sägeblatt, parallel, 47.1/25 x 12 x 3.5 mm, Schnitt 45°, Verkürzung 5.0 mm, steril	1	ST	B01T01



Depuy Synthes GmbH
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8
D-79224 Umkirch

www.depuySynthes.com



L01.111.900S

Ulna Osteotomie Verbrauchsmaterial Steril

B01T01



End of document