















L107.980

Kleiner Fixateur externe für Hand und Vorderarm in Siebschale

Box01/01

| Pos. | Mat.Nr | Description | | Qty | Unit | Location |
|----------|------------|--|---|-----|------|----------|
| Box01/01 | | Tray 01 | | | | |
| 1 | 292.160.01 | Kirschnerdraht Ø 1.6 mm mit Dreikantspitze, Länge 150 mm, Stahl |  | 10 | ST | B01T01 |
| 2 | 292.200.01 | Kirschnerdraht Ø 2.0 mm mit Dreikantspitze, Länge 150 mm, Stahl |  | 10 | ST | B01T01 |
| 3 | 292.750.01 | Kirschnerdraht Ø 2.5 mm mit Gewindespitze, Länge 150/15 mm, Stahl |  | 10 | ST | B01T01 |
| 4 | 294.300 | Schanzsche Schraube Ø 4.0/3.0 mm, Länge 80/20 mm, Stahl |  | 4 | ST | B01T01 |
| 5 | 310.190 | Spiralbohrer Ø 2.0 mm, Länge 100/75 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung |  | 2 | ST | B01T01 |
| 6 | 310.250 | Spiralbohrer Ø 2.5 mm, Länge 110/85 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung |  | 2 | ST | B01T01 |
| 7 | 395.350 | Ringgabelschlüssel Ø 7.0 mm |  | 1 | ST | B01T01 |
| 8 | 395.360 | Steckschlüssel Ø 7.0 mm |  | 1 | ST | B01T01 |
| 9 | 395.380 | T-Griff für Steinmann-Nägels und Schanzsche Schrauben |  | 1 | ST | B01T01 |
| 10 | 395.520 | Backe, offen, oval, Ø 2.5 bis 5.0 mm, für Kleinen Fixateur externe |  | 4 | ST | B01T01 |
| 11 | 395.530 | Backe, geschlossen, oval, Ø 2.5 bis 5.0 mm, für Kleinen Fixateur externe |  | 8 | ST | B01T01 |
| 12 | 395.580 | Mutter, gefedert, für Kleinen Fixateur externe |  | 4 | ST | B01T01 |
| 13 | 395.600 | Kohlefaserstab Ø 4.0 mm, Länge 60 mm | | 2 | ST | B01T01 |
| 14 | 395.610 | Kohlefaserstab Ø 4.0 mm, Länge 80 mm | | 4 | ST | B01T01 |
| 15 | 395.620 | Kohlefaserstab Ø 4.0 mm, Länge 100 mm | | 4 | ST | B01T01 |
| 16 | 395.630 | Kohlefaserstab Ø 4.0 mm, Länge 120 mm |  | 4 | ST | B01T01 |
| 17 | 395.640 | Kohlefaserstab Ø 4.0 mm, Länge 140 mm | | 4 | ST | B01T01 |
| 18 | 395.650 | Kohlefaserstab Ø 4.0 mm, Länge 160 mm | | 4 | ST | B01T01 |
| 19 | 395.660 | Kohlefaserstab Ø 4.0 mm, Länge 180 mm | | 2 | ST | B01T01 |
| 20 | 395.670 | Kohlefaserstab Ø 4.0 mm, Länge 200 mm | | 2 | ST | B01T01 |
| 21 | 395.950 | Bohrbüchensystem, komplett, für Kleinen Fixateur externe (3-teilig) |  | 1 | ST | B01T01 |

L107.980**Kleiner Fixateur externe für Hand und Vorderarm
in Siebschale**

22 307.020 Siebschale, klein



1 ST B01T01

23 307.040 Deckel, zu Nr. 307.020



1 ST B01T01

Depuy Synthes GmbH
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8
D-79224 Umkirch


www.depuythes.com



L107.980

Kleiner Fixateur externe für Hand und Vorderarm in Siebschale

B01T01



End of document