













**L182.495****Mini-Fixateur externe mit Kohlefaserstäben****Box01/01**

| Pos.     | Mat.Nr     | Description   |   | Qty | Unit | Location |
|----------|------------|---|---|-----|------|----------|
| Box01/01 |            | <b>Tray 01</b>  |   |     |      |          |
| 1        | 292.600.01 | Kirschnerdraht Ø 1.25 mm mit Gewindespitze, Länge 100 mm, Stahl         |     | 10  | ST   | B01T01   |
| 2        | 292.708.01 | Kirschnerdraht Ø 1.6 mm mit Gewindespitze, Länge 100 mm, Stahl          |     | 10  | ST   | B01T01   |
| 3        | 395.103    | Verbindungsstab Ø 3.0 mm, abgewinkelt, Stahl, für Mini-Fixateur externe |     | 2   | ST   | B01T01   |
| 4        | 395.105    | Kohlefaserstab Ø 3.0 mm, Länge 25 mm, für Mini-Fixateur externe         |   | 2   | ST   | B01T01   |
| 5        | 395.107    | Kohlefaserstab Ø 3.0 mm, Länge 45 mm, für Mini-Fixateur externe         |   | 2   | ST   | B01T01   |
| 6        | 395.109    | Kohlefaserstab Ø 3.0 mm, Länge 60 mm, für Mini-Fixateur externe         |     | 2   | ST   | B01T01   |
| 7        | 395.111    | Kohlefaserstab Ø 3.0 mm, Länge 75 mm, für Mini-Fixateur externe         |   | 2   | ST   | B01T01   |
| 8        | 395.125    | Haltebacke Ø 1.25 mm, für Mini-Fixateur externe                         |  | 6   | ST   | B01T01   |
| 9        | 395.126    | Haltebacke Ø 1.6 mm, für Mini-Fixateur externe                          |  | 6   | ST   | B01T01   |
| 10       | 395.133    | Verbindungsbacke Ø 3.0 mm, für Mini-Fixateur externe                    |  | 4   | ST   | B01T01   |
| 11       | 395.302    | Ringgabelschlüssel Ø 5.5 mm, für Mini-Fixateur externe                  |   | 1   | ST   | B01T01   |
| 12       | 395.304    | Steckschlüssel Ø 5.5 mm, für Mini-Fixateur externe                      |   | 1   | ST   | B01T01   |
| 13       | 395.902    | Doppelbohrbüchse 1.25/1.6, für Mini-Fixateur externe                    |   | 1   | ST   | B01T01   |
| 14       | 682.496    | Modul Mini-Fixateur externe, ohne Deckel, ohne Inhalt                   |   | 1   | ST   | B01T01   |
| 15       | 682497     | Deckel, zu Nr. 682.496  |   | 1   | ST   | B01T01   |

**L182.495**

**Mini-Fixateur externe mit Kohlefaserstäben**

**B01T01**



\*\*\*End of document\*\*\*