











Depuy Synthes GmbH
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8
D-79224 Umkirch

Tel. +49 800 201 20 70
Fax +49 7665 503 290
www.depuySynthes.com

**L182.500****VA-LCP Distale Radiusplatten 2.4 Instrumente****Box01/01**








Pos.	Mat.Nr	Description		Qty	Unit	Location
Box01/01						
Module 01						
1	03.111.630	Probeimplantate für VA-LCP Distale Zwei-Säulen-Radiusplatten 2.4, volar, rechts, Schaft 3 Löcher, Kopf 6 Löcher, Länge 54 mm, Stahl		1	ST	B01M01
2	03.111.631	Probeimplantate für VA-LCP Distale Zwei-Säulen-Radiusplatten 2.4, volar, links, Schaft 3 Löcher, Kopf 6 Löcher, Länge 54 mm, Stahl		1	ST	B01M01
	68.111.503	NTOC case for Procedure Box 24/7		1	ST	B01M01
Box01/01						
Tray 01						
3	02.111.500.01	Plattenrepositionsdraht Ø 1.25 mm, mit Gewinde, mit kleinem Anschlag, Länge 150 mm, Stahl		2	ST	B01T01
4	02.111.501.01	Plattenrepositionsdraht Ø 1.25 mm, mit Gewinde, mit grossem Anschlag, Länge 150 mm, Stahl		2	ST	B01T01
5	03.110.005	Handstück für Drehmomentbegrenzer 0.4/0.8/1.2 Nm		1	ST	B01T01
6	03.110.023	VA-LCP Bohrbüchse 2.4, konisch, für Spiralbohrer Ø 1.8 mm		1	ST	B01T01
7	03.110.024	VA-LCP Bohrbüchse 2.4, koaxial, für Spiralbohrer Ø 1.8 mm		1	ST	B01T01
8	03.111.005	Tiefenmessgerät für Schrauben B 2.0 bis 2.7 mm, Messbereich bis 40 mm		1	ST	B01T01
9	292.120.01	Kirschnerdraht Ø 1.25 mm mit Dreikantspitze, Länge 150 mm, Stahl		5	ST	B01T01

Depuy Synthes GmbH
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8
D-79224 Umkirch

Tel. +49 800 201 20 70
Fax +49 7665 503 290
www.depuySynthes.com


**L182.500****VA-LCP Distale Radiusplatten 2.4 Instrumente**

10	310.509	Spiralbohrer Ø 1.8 mm, mit Markierung, Länge 110/85 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		1	ST	B01T01
11	311.430	Handgriff mit Schnellkupplung		1	ST	B01T01
12	314.453	Schraubenziehereinsatz Stardrive 2.4, T8, kurz, selbsthaltend, für Schnellkupplung		1	ST	B01T01
13	323.029	LCP Bohrbüchse 2.4, mit Skala bis 30 mm, für Spiralbohrer Ø 1.8 mm		1	ST	B01T01
14	323.202	Universalbohrbüchse 2.4		1	ST	B01T01
15	511.776	Drehmomentbegrenzer, 0.8 Nm, mit Schnellkupplung		1	ST	B01T01
16	68.111.500	NTOC case for Procedure Box 24/7		1	ST	B01T01

L182.500

VA-LCP Distale Radiusplatten 2.4 Instrumente

B01M01



B01T01



End of document