


































L182.630**TomoFix™-Knie-Osteotomiesystem in Vario Case™****Box01/01**

Pos.	Mat.Nr	Description		Qty	Unit	Location
Box01/01 Screw rack 01						
1	309.530	Extraktionsschraube, konisch, für Schrauben Ø 4.5 und 6.5 mm		1	ST	B01S01
2	413.309	LCP-Distanzstopfen Ø 5.0 mm, Länge 2 mm, Titanlegierung (TAN)		4	ST	B01S01
3	413.324	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 24 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01S01
4	413.326	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 26 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01S01
5	413.328	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 28 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01S01
6	413.330	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 30 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01S01
7	413.332	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 32 mm, Titanlegierung (TAN)		4	ST	B01S01
8	413.334	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 34 mm, Titanlegierung (TAN)		4	ST	B01S01
9	413.336	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 36 mm, Titanlegierung (TAN)		6	ST	B01S01
10	413.338	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 38 mm, Titanlegierung (TAN)		6	ST	B01S01
11	413.340	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 40 mm, Titanlegierung (TAN)		6	ST	B01S01
12	413.344	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 44 mm, Titanlegierung (TAN)		6	ST	B01S01
13	413.346	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 46 mm, Titanlegierung (TAN)		4	ST	B01S01
14	413.348	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 48 mm, Titanlegierung (TAN)		4	ST	B01S01
15	413.350	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 50 mm, Titanlegierung (TAN)		6	ST	B01S01
16	413.355	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 55 mm, Titanlegierung (TAN)		6	ST	B01S01
17	413.360	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 60 mm, Titanlegierung (TAN)		6	ST	B01S01
18	413.365	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 65 mm, Titanlegierung (TAN)		5	ST	B01S01
19	413.370	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 70 mm, Titanlegierung (TAN)		5	ST	B01S01
20	413.375	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 75 mm, Titanlegierung (TAN)		5	ST	B01S01
21	413.380	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 80 mm, Titanlegierung (TAN)		5	ST	B01S01
22	413.385	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 85 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01S01
23	413.390	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 90 mm, Titanlegierung (TAN)		2	ST	B01S01
24	413.426	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstbohrend, Länge 26 mm, Titanlegierung (TAN)		6	ST	B01S01
25	414.824	Kortikalisschraube Ø 4.5 mm, selbstschneidend, Länge 24 mm, Reintitan		2	ST	B01S01
26	414.828	Kortikalisschraube Ø 4.5 mm, selbstschneidend, Länge 28 mm, Reintitan		2	ST	B01S01
27	414.832	Kortikalisschraube Ø 4.5 mm, selbstschneidend, Länge 32 mm, Reintitan		2	ST	B01S01

L182.630 TomoFix™-Knie-Osteotomiesystem in Vario Case™

28	414.836	Kortikalisschraube Ø 4.5 mm, selbstschneidend, Länge 36 mm, Reintitan		2	ST	B01S01
29	414.840	Kortikalisschraube Ø 4.5 mm, selbstschneidend, Länge 40 mm, Reintitan		2	ST	B01S01
30	414.844	Kortikalisschraube Ø 4.5 mm, selbstschneidend, Länge 44 mm, Reintitan		2	ST	B01S01
31	414.848	Kortikalisschraube Ø 4.5 mm, selbstschneidend, Länge 48 mm, Reintitan		2	ST	B01S01
32	414.852	Kortikalisschraube Ø 4.5 mm, selbstschneidend, Länge 52 mm, Reintitan		2	ST	B01S01
33	682.631	Schraubenrechen für TomoFix™-Schraubenset Ø 4.5/5.0 mm, zu Vario Case™ Nr. 682.630		1	ST	B01S01
34	682.631.001	Deckel zu Nr. 682.631		1	ST	B01S01
Box01/01	Tray 01					
35	03.108.030	Ausrichtstab (3 teilig)		1	ST	B01T01
36	03.108.031	Ständer, gross, für Ausrichtstab, mit Griffen (2 Stück)		1	ST	B01T01
37	03.108.032	Ständer, klein, für Ausrichtstab		1	ST	B01T01
38	292.200.01	Kirschnerdraht Ø 2.0 mm mit Dreikantspitze, Länge 150 mm, Stahl		10	ST	B01T01
39	292.210.01	Kirschnerdraht Ø 2.0 mm mit Dreikantspitze, Länge 280 mm, Stahl		10	ST	B01T01
40	310.310	Spiralbohrer Ø 3.2 mm, Länge 145/120 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		1	ST	B01T01
41	310.430	LCP-Spiralbohrer Ø 4.3 mm mit Anschlag, Länge 221 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		2	ST	B01T01
42	311.440	T-Griff mit Schnellkupplung		1	ST	B01T01
43	312.926	TomoFix™-Führungsblock für TomoFix™-Tibiakopfplatte, medial, proximal		1	ST	B01T01
44	312.930	TomoFix™-Führungsblock für rechte TomoFix™-Tibiakopfplatte, lateral, proximal		1	ST	B01T01
45	312.931	TomoFix™-Führungsblock für linke TomoFix™-Tibiakopfplatte, lateral, proximal		1	ST	B01T01

L182.630 TomoFix™-Knie-Osteotomiesystem in Vario Case™

46	312.932	TomoFix™-Führungsblock für rechte TomoFix™-Femurplatte, lateral, distal		1	ST	B01T01
47	312.933	TomoFix™-Führungsblock für linke TomoFix™-Femurplatte, lateral, distal		1	ST	B01T01
48	319.100	Tiefenmessgerät für Schrauben Ø 4.5 bis 6.5 mm, Messbereich bis 110 mm		1	ST	B01T01
49	323.500	LCP-Universalbohrbüchse 4.5/5.0		1	ST	B01T01
50	395.000	TomoFix™-Knochenspreizer		1	ST	B01T01
51	397.705	Griff für Drehmomentbegrenzer Nrn. 511.770 und 511.771		1	ST	B01T01
52	511.771	Drehmomentbegrenzer, 4 Nm, für Compact™ Air Drive und Power Drive		1	ST	B01T01
53	682.630	Vario Case™ für TomoFix™-Knie-Osteotomiesystem, mit Deckel, ohne Inhalt		1	ST	B01T01
54	689.507	Stahldeckel, Grösse 1/1, für Vario Case™		1	ST	B01T01
Box01/01	Tray 02					
55	314.150	Sechskantschraubenzieher-Einsatz, gross, Ø 3.5 mm		2	ST	B01T02
56	321.170	Stiftschlüssel Ø 4.5 mm, Länge 120 mm		1	ST	B01T02
57	323.042	LCP-Bohrbüchse 5.0, für Spiralbohrer Ø 4.3 mm		3	ST	B01T02
58	324.168	Führungsbüchse für Kirschnerdrähte Ø 2.0 mm		1	ST	B01T02
59	395.001	TomoFix™-Osteotomiespaltmessgerät, Stahl		1	ST	B01T02
60	397.992	TomoFix™-Osteotomie-Meissel, Breite 10 mm		1	ST	B01T02
61	397.993	TomoFix™-Osteotomie-Meissel, Breite 15 mm		1	ST	B01T02
62	397.994	TomoFix™-Osteotomie-Meissel, Breite 20 mm		2	ST	B01T02
63	397.995	TomoFix™-Osteotomie-Meissel, Breite 25 mm		1	ST	B01T02

L182.630**TomoFix™-Knie-Osteotomiesystem in Vario Case™**

64 399.097 Knochenspreizzange, Feinsperre, Breite 8 mm, Länge 220 mm



2 ST B01T02

Depuy Synthes GmbH
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8
D-79224 Umkirch


www.depuyshntes.com



L182.630

TomoFix™-Knie-Osteotomiesystem in Vario Case™

B01S01



B01T01



Depuy Synthes GmbH
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8
D-79224 Umkirch


www.depuySynthes.com



L182.630

TomoFix™-Knie-Osteotomiesystem in Vario Case™

B01T02



*****End of document*****