


















L001373 Instrumentarium für Proximale Femur-Platten

Box01/02

Pos.	Mat.Nr	Description		Qty	Unit	Location
Box01/02		Tray 01				
1	310.243	Führungsdraht Ø 2.5 mm, mit Bohrspitze, Länge 200 mm, Stahl		10	ST	B01T01
2	310.632	Spiralbohrer Ø 5.0 mm, durchbohrt, Länge 200 mm, mit Schnellkupplung		1	ST	B01T01
3	314.050	Sechskantschraubenzieher, durchbohrt, für Durchbohrte Schrauben Ø 6.5 und 7.3 mm		1	ST	B01T01
4	314.230	Sechskantschraubenzieher-Einsatz, durchbohrt		1	ST	B01T01
5	319.240	Reinigungsbürste Ø 2.9 mm, für durchbohrte Instrumente		1	ST	B01T01
6	319.701	Messstab für Durchbohrte Verriegelungsschrauben und Durchbohrte Schrauben Ø 5.0 und 7.3 mm, konisch		1	ST	B01T01
7	324.174	Führungsbüchse 5.0, für Führungsdraht Ø 2.5 mm		1	ST	B01T01
8	324.175	Führungsbüchse 7.3, für Führungsdraht Ø 2.5 mm		2	ST	B01T01
9	68.120.445	Modularer Einsatz für periartikuläre Instrumente, Grösse 1/1, ohne Inhalt, Vario Case™ System		1	ST	B01T01
10	689.507	Stahldeckel, Grösse 1/1, für Vario Case™		1	ST	B01T01
11	689.510	Vario Case™, Rahmen, Grösse 1/1, Höhe 88 mm		1	ST	B01T01
Box01/02		Tray 02				
12	310.430	LCP-Spiralbohrer Ø 4.3 mm mit Anschlag, Länge 221 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		2	ST	B01T02
13	314.150	Sechskantschraubenzieher-Einsatz, gross, Ø 3.5 mm		1	ST	B01T02
14	314.270	Sechskantschraubenzieher, gross, Ø 3.5 mm, mit Nut, Länge 240 mm		1	ST	B01T02
15	323.042	LCP-Bohrbüchse 5.0, für Spiralbohrer Ø 4.3 mm		2	ST	B01T02
16	324.052	Drehmomentschraubenzieher 3.5, selbsthaltend, für Verriegelungsschrauben Ø 5.0 mm		1	ST	B01T02

L001373 Instrumentarium für Proximale Femur-Platten

17	68.120.455	Modularer Einsatz für LCP Grossfragment-Instrumente, Grösse 1/1, ohne Inhalt, Vario Case™ System	1	ST	B01T02
----	------------	--	---	----	--------





Box02/02

Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location
Box02/02 Module 01					
18	02.221.458	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 8 mm, für periprothetische Frakturen, Stahl	3	ST	B02M01
19	02.221.460	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 10 mm, für periprothetische Frakturen, Stahl	3	ST	B02M01
20	02.221.462	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 12 mm, für periprothetische Frakturen, Stahl	3	ST	B02M01
21	213.326	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 26 mm, Stahl	3	ST	B02M01
22	213.328	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 28 mm, Stahl	3	ST	B02M01
23	213.330	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 30 mm, Stahl	3	ST	B02M01
24	213.332	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 32 mm, Stahl	3	ST	B02M01
25	213.334	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 34 mm, Stahl	3	ST	B02M01
26	213.336	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 36 mm, Stahl	3	ST	B02M01
27	213.338	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 38 mm, Stahl	3	ST	B02M01
28	213.340	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 40 mm, Stahl	3	ST	B02M01
29	213.342	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 42 mm, Stahl	3	ST	B02M01
30	213.344	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 44 mm, Stahl	3	ST	B02M01
31	213.346	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 46 mm, Stahl	3	ST	B02M01
32	213.348	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 48 mm, Stahl	3	ST	B02M01
33	213.350	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 50 mm, Stahl	3	ST	B02M01
34	213.355	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 55 mm, Stahl	3	ST	B02M01
35	213.360	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 60 mm, Stahl	3	ST	B02M01
36	213.365	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 65 mm, Stahl	3	ST	B02M01
37	213.370	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 70 mm, Stahl	3	ST	B02M01
38	213.375	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 75 mm, Stahl	3	ST	B02M01
39	213.380	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 80 mm, Stahl	3	ST	B02M01
40	213.385	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 85 mm, Stahl	3	ST	B02M01
41	213.390	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 90 mm, Stahl	3	ST	B02M01




L001373 Instrumentarium für Proximale Femur-Platten

42	222.402	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 14 mm, für periprothetische Frakturen, Stahl		3	ST	B02M01
43	222.404	Verriegelungsschraube Ø 5.0 mm, selbstschneidend, Länge 18 mm, für periprothetische Frakturen, Stahl		3	ST	B02M01

44	68.122.050	Modularer Einsatz, für Modularen Schraubenrechen, für Schrauben Ø 5.0 mm, Grösse 1/3, ohne Inhalt, Vario Case™ System		1	ST	B02M01
----	------------	---	--	---	----	--------


Box02/02 Module 02

45	02.207.020	Durchbohrte Verriegelungsschraube Ø 7.3 mm, Länge 20 mm, Stahl		1	ST	B02M02
46	02.207.025	Durchbohrte Verriegelungsschraube Ø 7.3 mm, Länge 25 mm, Stahl		1	ST	B02M02
47	02.207.030	Durchbohrte Verriegelungsschraube Ø 7.3 mm, Länge 30 mm, Stahl		1	ST	B02M02
48	02.207.035	Durchbohrte Verriegelungsschraube Ø 7.3 mm, Länge 35 mm, Stahl		1	ST	B02M02
49	02.207.040	Durchbohrte Verriegelungsschraube Ø 7.3 mm, Länge 40 mm, Stahl		1	ST	B02M02
50	02.207.045	Durchbohrte Verriegelungsschraube Ø 7.3 mm, Länge 45 mm, Stahl		1	ST	B02M02
51	02.207.050	Durchbohrte Verriegelungsschraube Ø 7.3 mm, Länge 50 mm, Stahl		1	ST	B02M02
52	02.207.055	Durchbohrte Verriegelungsschraube Ø 7.3 mm, Länge 55 mm, Stahl		1	ST	B02M02
53	02.207.060	Durchbohrte Verriegelungsschraube Ø 7.3 mm, Länge 60 mm, Stahl		1	ST	B02M02
54	02.207.065	Durchbohrte Verriegelungsschraube Ø 7.3 mm, Länge 65 mm, Stahl		1	ST	B02M02
55	02.207.070	Durchbohrte Verriegelungsschraube Ø 7.3 mm, Länge 70 mm, Stahl		1	ST	B02M02
56	02.207.075	Durchbohrte Verriegelungsschraube Ø 7.3 mm, Länge 75 mm, Stahl		1	ST	B02M02
57	02.207.080	Durchbohrte Verriegelungsschraube Ø 7.3 mm, Länge 80 mm, Stahl		1	ST	B02M02
58	02.207.085	Durchbohrte Verriegelungsschraube Ø 7.3 mm, Länge 85 mm, Stahl		1	ST	B02M02
59	02.207.090	Durchbohrte Verriegelungsschraube Ø 7.3 mm, Länge 90 mm, Stahl		1	ST	B02M02
60	02.207.095	Durchbohrte Verriegelungsschraube Ø 7.3 mm, Länge 95 mm, Stahl		1	ST	B02M02
61	02.207.100	Durchbohrte Verriegelungsschraube Ø 7.3 mm, Länge 100 mm, Stahl		1	ST	B02M02
62	02.207.105	Durchbohrte Verriegelungsschraube Ø 7.3 mm, Länge 105 mm, Stahl		1	ST	B02M02
63	02.207.110	Durchbohrte Verriegelungsschraube Ø 7.3 mm, Länge 110 mm, Stahl		1	ST	B02M02

64	68.122.053	Modularer Einsatz, für Modularen Schraubenrechen, für Schrauben Ø 7.3 mm, Grösse 1/3, ohne Inhalt, Vario Case™ System		1	ST	B02M02
----	------------	---	--	---	----	--------


L001373 Instrumentarium für Proximale Femur-Platten

Box02/02 Module 03

65	68.000.129	Zusatzmodul, Grösse 1/3, Höhe 28 mm, für Schraubenrechen, Grösse 1/2		1	ST	B02M03
----	------------	--	--	---	----	--------

Box02/02 Tray 01

66	68.000.121	Deckel, flach, Grösse 1/2		1	ST	B02T01
----	------------	---------------------------	---	---	----	--------

67	68.122.054	Modularer Schraubenrechen, mit Schublade, Messblock und Deckel, Länge 200 mm, Höhe 115 mm, Grösse 1/2, ohne Inhalt, Vario Case™ System		1	ST	B02T01
----	------------	--	--	---	----	--------

68	689.516	Vario Case™, Rahmen, Grösse 1/2, Höhe 126 mm		1	ST	B02T01
----	---------	--	--	---	----	--------

69	689.537	Stahldeckel, Grösse 1/2, für Vario Case™		1	ST	B02T01
----	---------	--	--	---	----	--------

Depuy Synthes GmbH
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8
D-79224 Umkirch


www.depuythes.com




L001373

Instrumentarium für Proximale Femur-Platten

B01T01



B01T02



Depuy Synthes GmbH
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8
D-79224 Umkirch

www.depuythes.com



L001373

Instrumentarium für Proximale Femur-Platten


B02T01

bestehend aus

B02M01

B02M02

B02M03



End of document