

Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch








www.depuySynthes.com



## L001846

## LCP Kleinfragment Basisset

### Box01/01

Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location
Box01/01		<b>Tray 01</b>			
1	319.970	Schraubenpinzette, selbsthaltend, Länge 85 mm	1	ST	B01T01
					
2	03.211.003	VA-LCP Bohrbüchse 2.7, konisch, für Spiralbohrer Ø 2.0 mm	1	ST	B01T01
					
3	03.019.005	Handgriff mit Schnellkupplung, Länge 150 mm	1	ST	B01T01
					
4	03.110.002	Drehmomentbegrenzer, 1.2 Nm, mit AO/ASIF-Schnellkupplung	1	ST	B01T01
					
5	03.110.005	Handstück für Drehmomentbegrenzer 0.4/0.8/1.2 Nm	1	ST	B01T01
					
6	03.211.004	VA-LCP Bohrbüchse 2.7, koaxial, für Spiralbohrer Ø 2.0 mm	1	ST	B01T01
					
7	292.160.01	Kirschnerdraht Ø 1.6 mm mit Dreikantspitze, Länge 150 mm, Stahl	5	ST	B01T01
					

Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental Service











Im Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch

www.depuySynthes.com



## L001846

## LCP Kleinfragment Basisset

8	310.210	Spiralbohrer Ø 2.0 mm, Länge 125/100 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		1	ST	B01T01
9	310.230	Spiralbohrer ø 2.5 mm, Länge 180/155 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		1	ST	B01T01
10	310.250	Spiralbohrer ø 2.5 mm, Länge 110/85 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		1	ST	B01T01
11	310.280	Spiralbohrer ø 2.7 mm, Länge 125/100 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		1	ST	B01T01
12	310.284	LCP-Spiralbohrer ø 2.8 mm mit Anschlag, Länge 165 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		2	ST	B01T01
13	310.350	Spiralbohrer ø 3.5 mm, Länge 110/85 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		1	ST	B01T01
14	310.890	Kopfraumfräser 3.5		1	ST	B01T01
15	311.320	Gewindeschneider für Kortikalisschrauben Ø 3.5 mm, Länge 11		1	ST	B01T01
16	311.340	Gewindeschneider für Spongiaschrauben Ø 4.0 mm, Länge 11		1	ST	B01T01
17	311.440	T-Griff mit Schnellkupplung		1	ST	B01T01
18	312.280	Doppelbohrbüchse 3.5/2.5		1	ST	B01T01
19	314.030	Sechskantschraubenzieher-Einsatz, klein, Ø 2.5 mm		1	ST	B01T01
20	314.070	Sechskantschraubenzieher, klein, 2.5 mm, mit Nut		1	ST	B01T01
21	314.467	Schraubenziehereinsatz, Stardrive®, T8, selbsthaltend		1	ST	B01T01

Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental Service








Im Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch

www.depuySynthes.com



**L001846**

**LCP Kleinfragment Basisset**

22	314.116	Schraubenziehereinsatz Stardrive® 3.5, T15, selbsthaltend, für AO/ASIF-Schnellkupplung		1	ST	B01T01
23	319.010	Tiefenmessgerät für Schrauben Ø 2.7 bis 4.0 mm, Messbereich bis 60 mm		1	ST	B01T01
24	319.090	Tiefenmessgerät für lange Schrauben Ø 3.5 mm, Messbereich bis 110 mm		1	ST	B01T01
25	323.027	LCP-Bohrbüchse 3.5, für Spiralbohrer Ø 2.8 mm		2	ST	B01T01
26	323.061	LCP-Bohrbüchse 2.7 (Kopf LCP 2.4), mit Skala bis 60 mm, für Spiralbohrer Ø 2.0 mm		2	ST	B01T01
27	323.260	Universalbohrbüchse 2.7		1	ST	B01T01
28	323.360	Universalbohrbüchse 3.5		1	ST	B01T01
29	419.980	Unterlagscheibe Ø 7.0/3.6 mm, für Schrauben Ø 2.7 bis 4.0 mm		5	ST	B01T01
30	319.440	Halteklammer für Unterlagscheiben		1	ST	B01T01
31	511.773	Drehmomentbegrenzer, 1.5 Nm, für AO/ASIF-Schnellkupplung		1	ST	B01T01
32	68.100.100	Grundsieb Small Fragment 2.7/3.5		1	ST	B01T01

Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch


www.depuythes.com



**L001846**

**LCP Kleinfragment Basisset**

33 ND4825 Deckel für Sieb 480 x 250 mm




1 ST B01T01

**L001846**

## LCP Kleinfragment Basisset

**B01T01**



\*\*\*End of document\*\*\*