















L107.980

Kleiner Fixateur externe für Hand und Vorderarm in Siebschale


Box01/01

Pos.	Mat.Nr	Description		Qty	Unit	Location
Box01/01		Tray 01				
1	292.160.01	Kirschnerdraht Ø 1.6 mm mit Dreikantspitze, Länge 150 mm, Stahl		10	ST	B01T01
2	292.200.01	Kirschnerdraht Ø 2.0 mm mit Dreikantspitze, Länge 150 mm, Stahl		10	ST	B01T01
3	292.750.01	Kirschnerdraht Ø 2.5 mm mit Gewindespitze, Länge 150/15 mm, Stahl		10	ST	B01T01
4	294.300	Schanzsche Schraube Ø 4.0/3.0 mm, Länge 80/20 mm, Stahl		4	ST	B01T01
5	310.190	Spiralbohrer Ø 2.0 mm, Länge 100/75 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		2	ST	B01T01
6	310.250	Spiralbohrer Ø 2.5 mm, Länge 110/85 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		2	ST	B01T01
7	395.350	Ringgabelschlüssel Ø 7.0 mm		1	ST	B01T01
8	395.360	Steckschlüssel Ø 7.0 mm		1	ST	B01T01
9	395.380	T-Griff für Steinmann-Nägeln und Schanzsche Schrauben		1	ST	B01T01
10	395.520	Backe, offen, oval, Ø 2.5 bis 5.0 mm, für Kleinen Fixateur externe		4	ST	B01T01
11	395.530	Backe, geschlossen, oval, Ø 2.5 bis 5.0 mm, für Kleinen Fixateur externe		8	ST	B01T01
13	395.600	Kohlefaserstab Ø 4.0 mm, Länge 60 mm		2	ST	B01T01
14	395.610	Kohlefaserstab Ø 4.0 mm, Länge 80 mm		4	ST	B01T01
15	395.620	Kohlefaserstab Ø 4.0 mm, Länge 100 mm		4	ST	B01T01
16	395.630	Kohlefaserstab Ø 4.0 mm, Länge 120 mm		4	ST	B01T01
17	395.640	Kohlefaserstab Ø 4.0 mm, Länge 140 mm		4	ST	B01T01
18	395.650	Kohlefaserstab Ø 4.0 mm, Länge 160 mm		4	ST	B01T01
19	395.660	Kohlefaserstab Ø 4.0 mm, Länge 180 mm		2	ST	B01T01
20	395.670	Kohlefaserstab Ø 4.0 mm, Länge 200 mm		2	ST	B01T01
21	395.950	Bohrbüchensystem, komplett, für Kleinen Fixateur externe (3-teilig)		1	ST	B01T01

L107.980

**Kleiner Fixateur externe für Hand und Vorderarm
in Siebschale**

22 307.020 Siebschale, klein



1 ST B01T01

23 307.040 Deckel, zu Nr. 307.020




1 ST B01T01

L107.980

**Kleiner Fixateur externe für Hand und Vorderarm
in Siebschale**

B01T01



*****End of document*****