






























**L182.660****PHILOS Zielbügel und Zielblock****Box01/01**

Pos.	Mat.Nr	Description		Qty	Unit	Location
<b>Box01/01 Tray 01</b>						
1	02.113.001	Kirschnerdraht Ø 1.6 mm, mit Bohrspitze, Länge 200 mm, Stahl		10	ST	B01T01
2	03.113.009	Aussenhülse für perkutane LCP-Zielgeräte 3.5		4	ST	B01T01
3	03.113.010	Trokar mit Griff Ø 6.0 mm		1	ST	B01T01
4	03.113.012	Bohrbüchse Ø 2.5 mm für Neutralstellung, perkutan		1	ST	B01T01
5	03.113.013	Bohrbüchse Ø 2.5 mm, für Kompressionsstellung, perkutan		2	ST	B01T01
6	03.113.019	Schraubenzieherschaft 3.5 Stardrive®, T15, lang, selbsthaltend, für AO/ASIF-Schnellkupplung		1	ST	B01T01
7	03.113.020	Verriegelungsbohrbüchse Ø 2.8 mm, perkutan		2	ST	B01T01
8	03.113.022	Führungsbüchse, perkutan, für Kirschnerdraht Ø 1.6 mm		2	ST	B01T01
9	03.113.023	Spiralbohrer Ø 2.5 mm mit Anschlag, kalibriert, Länge 250/225 mm, für Schnellkupplung		2	ST	B01T01
10	03.113.024	Spiralbohrer Ø 2.8 mm mit Anschlag, kalibriert, Länge 250/225 mm, für Schnellkupplung		2	ST	B01T01
11	03.122.051	Spiralbohrer Ø 2.8 mm, mit Anschlag, für Schnellkupplung		1	ST	B01T01
12	03.122.052	Messsonde zu Nrn. 03.122.053 und 03.122.058		1	ST	B01T01
13	03.122.059	Zugrepositionsinstrument zur Verwendung mit Nr. 03.122.060 zu Bohrbüchsen		1	ST	B01T01
14	03.122.060	Flügelmutter für Zugreposition zur Verwendung mit Nr. 03.122.059 zu Bohrbüchsen		1	ST	B01T01
15	314.550	Sechskantschraubenzieher-Einsatz, klein, Ø 2.5 mm, Länge 165 mm, für Schnellkupplung		2	ST	B01T01
16	68.000.101	Deckel für modularen Einsatz, Grösse 1/1		1	ST	B01T01
17	68.122.006	Modularer Einsatz für LCP-perkutanes Zielsystem 3.5, Grösse 1/1, ohne Inhalt, Vario Case™ System		1	ST	B01T01

**L182.660****PHILOS Zielbügel und Zielblock**

18	689.507	Stahldeckel, Grösse 1/1, für Vario Case™		1	ST	B01T01
19	689.511	Vario Case™, Rahmen, Grösse 1/1, Höhe 126 mm		1	ST	B01T01
Box01/01	<b>Tray 02</b>					
20	323.055	Führungsbüchse für Kirschnerdraht Ø 1.6 mm, Länge 70 mm, zu Nrn. 323.027 und 323.054		2	ST	B01T02
21	323.053	Führungsbüchse 6.0/5.0, für PHILOS-Zielgerät		2	ST	B01T02
22	323.054	Bohrbüchse 5.0/2.9, für PHILOS-Zielgerät		2	ST	B01T02
23	323.060	PHILOS-Messstab für Kirschnerdraht Ø 1.6 mm		1	ST	B01T02

**L182.660****PHILOS Zielbügel und Zielblock**

24	292.160.01	Kirschnerdraht Ø 1.6 mm mit Dreikantspitze, Länge 150 mm, Stahl		10	ST	B01T02
25	323.050	PHILOS-Zielgerät		1	ST	B01T02
26	03.122.006	Zielbügel für PHILOS - Proximale Humerusplatte 3.5, mit Verbindungsschraube, Sechskant		1	ST	B01T02
27	03.122.007	Zielbügelauflauf für PHILOS - Proximale Humerusplatte 3.5		1	ST	B01T02
28	68.122.040	Modularer Einsatz, für PHILOS-Zielbügel, Grösse 1/2, ohne Inhalt, Vario Case™ System		1	ST	B01T02
29	684.060	Deckel für modularen Einsatz, Grösse 1/2		1	ST	B01T02

Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch


www.depuythes.com




# L182.660

# PHILOS Zielbügel und Zielblock

B01T01



B01T02



\*\*\*End of document\*\*\*