





# Caractéristiques techniques et comparaison des dispositifs SPONGOSTAN™

	 <p><b>SPONGOSTAN™ Poudre</b></p>	 <p><b>SPONGOSTAN™ Dental</b></p>	 <p><b>SPONGOSTAN™ Anal</b></p>	 <p><b>SPONGOSTAN™ Standard</b></p>
<b>Codes</b>	MS0008	MS0005	MS0004, MS0007	MS0002, MS0006
<b>Description</b>	Poudre résorbable et insoluble dans l'eau <sup>4</sup>	Eponge résorbable, malléable et insoluble dans l'eau <sup>3</sup>	Eponge résorbable, malléable et insoluble dans l'eau <sup>2</sup>	Eponge résorbable, malléable et insoluble dans l'eau <sup>1</sup>
<b>Indication</b>	Utilisé dans les interventions chirurgicales (sauf ophtalmiques) à des fins hémostatiques, quand il est impossible ou peu pratique de maîtriser une hémorragie capillaire, un suintement sanguin ou une hémorragie veineuse et artériolaire par pression, ligature ou autres techniques classiques. <sup>4</sup>	Utilisé dans les interventions chirurgicales (sauf ophtalmiques) à des fins hémostatiques, quand il est impossible ou peu pratique de maîtriser une hémorragie capillaire, un suintement sanguin ou une hémorragie veineuse et artériolaire par pression, ligature ou autres techniques classiques. <sup>3</sup>	Utilisé dans les interventions chirurgicales (sauf ophtalmiques) à des fins hémostatiques, quand il est impossible ou peu pratique de maîtriser une hémorragie capillaire, un suintement sanguin ou une hémorragie veineuse et artériolaire par pression, ligature ou autres techniques classiques. <sup>2</sup>	Utilisé dans les interventions chirurgicales (sauf ophtalmiques) à des fins hémostatiques, quand il est impossible ou peu pratique de maîtriser une hémorragie capillaire, un suintement sanguin ou une hémorragie veineuse et artériolaire par pression, ligature ou autres techniques classiques. <sup>1</sup>
<b>Format/ Taille</b>	1 gramme	1 x 1 x 1 cm	8 x 3 cm	7 x 5 x 1 cm
<b>Temps de résorption</b>	4 à 6 semaines <sup>4</sup>	4 à 6 semaines <sup>3</sup>	4 à 6 semaines <sup>2</sup>	4 à 6 semaines <sup>1</sup>
<b>Condition de conservation</b>	Conserver au sec et à température ambiante contrôlée entre 15°C et 30°C <sup>4</sup>	Conserver au sec et à température ambiante contrôlée entre 15°C et 30°C <sup>3</sup>	Conserver au sec et à température ambiante contrôlée entre 15°C et 30°C <sup>2</sup>	Conserver au sec et à température ambiante contrôlée entre 15°C et 30°C <sup>1</sup>
<b>Temps de préparation</b>	Utilisable avec une solution de sérum physiologique ou de thrombine <sup>4</sup>	Utilisable avec une solution de sérum physiologique ou de thrombine <sup>3</sup>	Utilisable avec une solution de sérum physiologique ou de thrombine <sup>2</sup>	Utilisable avec une solution de sérum physiologique ou de thrombine <sup>1</sup>
<b>Durée limite de conservation</b>	2 ans	4 ans	4 ans	4 ans
<b>Matériau/ Composition</b>	Gélatine porcine <sup>4</sup>	Gélatine porcine <sup>3</sup>	Gélatine porcine <sup>2</sup>	Gélatine porcine <sup>1</sup>
<b>Mécanisme d'action</b>	Support à l'agrégation plaquettaires <sup>4</sup>	Support à l'agrégation plaquettaires <sup>3</sup>	Support à l'agrégation plaquettaires <sup>2</sup>	Support à l'agrégation plaquettaires <sup>1</sup>
<b>Unité par Boîte</b>	6 kits	24 éponges	20 éponges (MS0004) 5 éponges (MS0007)	20 éponges (MS0002) 2 éponges (MS0006)

# Références & Mentions obligatoires

1. Voir Notices produits: SPONGOSTAN™ Standard
2. Voir Notices produits: SPONGOSTAN™ Anal
3. Voir Notices produits: SPONGOSTAN™ Dental
4. Voir Notice produit: SPONGOSTAN™ Poudre

SPONGOSTAN™ est utilisé dans les interventions chirurgicales (sauf ophtalmiques) à des fins hémostatiques, quand il est impossible ou peu pratique de maîtriser une hémorragie capillaire, un suintement sanguin ou une hémorragie veineuse et artériolaire par pression, ligature ou autres techniques classiques.

Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions figurant dans la notice d'utilisation ou sur l'étiquetage du produit. Fabricant : Ferrosan Medical Devices A/S. Dispositif Médical de classe III (CE 2460). SPONGOSTAN est une marque de Johnson & Johnson Medical SAS, 1 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy Les Moulineaux - RCS Nanterre B612030619. Document réservé à l'usage des professionnels de santé.  
© Johnson & Johnson Medical SAS. Octobre 2024

FR.ETH.BIOS.391059