



















L01.111.305 Grundinstrumentarium für VA-Locking Interkarpale Fusionsplatte, in modularem Einsatz, Vario Case™ System

Box01/01

Pos.	Mat.Nr	Description		Qty	Unit	Location
Box01/01 Tray 01						
1	03.110.005	Handstück für Drehmomentbegrenzer 0.4/0.8/1.2 Nm		1	ST	B01T01
2	03.111.004	VA-LCP Bohrbüchse 2.4, für Spiralbohrer Ø 1.8 mm, freihändig nutzbar		1	ST	B01T01
3	03.111.005	Tiefenmessgerät für Schrauben Ø 2.0 bis 2.7 mm, Messbereich bis 40 mm		1	ST	B01T01
4	03.111.032	Senker für VA-Locking Interkarpale Fusionsplatte Ø 15 mm		1	ST	B01T01
5	03.111.033	Senker für VA-Locking Interkarpale Fusionsplatte Ø 17 mm		1	ST	B01T01
6	03.111.036	Senkerführung für VA-Locking Interkarpale Fusionsplatte Ø 15 mm		1	ST	B01T01
7	03.111.037	Senkerführung für VA-Locking Interkarpale Fusionsplatte Ø 17 mm		1	ST	B01T01
8	03.111.038	Griff mit Schnellkupplung		1	ST	B01T01
9	310.509	Spiralbohrer Ø 1.8 mm, mit Markierung, Länge 110/85 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		1	ST	B01T01
10	314.467	Schraubenziehereinsatz, Stardrive®, T8, selbsthaltend		1	ST	B01T01
11	314.468	Haltehülse für Schrauben Stardrive® Ø 2.4 mm, T8, für Schraubenzieherschäfte Ø 3.5 mm, zu Nr. 314.467		1	ST	B01T01
12	323.202	Universalbohrbüchse 2.4		1	ST	B01T01
13	511.776	Drehmomentbegrenzer, 0.8 Nm, mit AO/ASIF-Schnellkupplung		1	ST	B01T01
14	68.111.306	Modularer Einsatz für Instrumente für VA-Locking Interkarpale Fusion, Grösse 1/2, ohne Inhalt, Vario Case™ System		1	ST	B01T01
15	684.060	Deckel für modularen Einsatz, Grösse 1/2		1	ST	B01T01
16	689.515	Vario Case™, Rahmen, Grösse 1/2, Höhe 88 mm		1	ST	B01T01

L01.111.305 Grundinstrumentarium für VA-Locking Interkarpale Fusionsplatte, in modularem Einsatz, Vario Case™ System

Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location
17	689.537	Stahldeckel, Grösse 1/2, für Vario Case™	1	ST	B01T01
					
Box01/01 Modul 01					
18	02.111.304.01	Kirschnerdraht Ø 1.25 mm mit Dreikantspitze, Länge 80 mm, Stahl	5	ST	B01M01
19	04.111.300	VA-Locking Interkarpale Fusionsplatte 2.4, Ø 15 mm, 6 Löcher, Titanlegierung (TAN)	1	ST	B01M01
20	04.111.301	VA-Locking Interkarpale Fusionsplatte 2.4, Ø 17 mm, 7 Löcher, Titanlegierung (TAN)	1	ST	B01M01
21	04.210.108	VA-Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 8 mm, Titanlegierung (TAN)	4	ST	B01M01
22	04.210.110	VA-Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 10 mm, Titanlegierung (TAN)	4	ST	B01M01
23	04.210.112	VA-Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 12 mm, Titanlegierung (TAN)	4	ST	B01M01
24	04.210.114	VA-Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 14 mm, Titanlegierung (TAN)	4	ST	B01M01
25	04.210.116	VA-Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 16 mm, Titanlegierung (TAN)	4	ST	B01M01
26	04.210.118	VA-Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 18 mm, Titanlegierung (TAN)	4	ST	B01M01
27	04.210.120	VA-Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 20 mm, Titanlegierung (TAN)	4	ST	B01M01
28	401.756	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 6 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M01
29	401.757	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 7 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M01
30	401.758	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 8 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M01
31	401.759	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 9 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M01
32	401.760	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 10 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M01
33	401.761	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 11 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M01
34	401.762	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 12 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M01
35	401.763	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 13 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M01
36	401.764	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 14 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M01
37	401.766	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 16 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M01
38	401.768	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 18 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M01
39	401.770	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 20 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M01
40	68.111.305	Modul für Implantate für VA-Locking Interkarpale Fusionsplatte, mit Deckel, für Rahmen, Grösse 1/4	1	ST	B01M01
					


Depuy Synthes GmbH Im Brunnenfeld 8
OrthoKit® Rental Service D-79224 Umkirch

www.depuysynthes.com



**L01.111.305 Grundinstrumentarium für VA-Locking Interkarpale Fusionsplatte,
in modularem Einsatz, Vario Case™ System**



41 68.111.308 Deckel zu 68.111.305




1 ST B01M01

L01.111.305 Grundinstrumentarium für VA-Locking Interkarpale Fusionsplatte, in modularem Einsatz, Vario Case™ System

B01T01



L01.111.305**Grundinstrumentarium für VA-Locking Interkarpale Fusionsplatte,
in modularem Einsatz, Vario Case™ System****B01M01*******End of document*****