









**L01.607.004**

**USS-II-Polyaxial Instrumente**

**Box01/03**

Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location	EAN/GTIN-Code
Box01/03		<b>Tray 01</b>				
1	319.011	Tiefenmessgerät für Pedikelschrauben, Messbereich bis 110 mm	1	ST	B01T01	07611819775664
						
2	03.607.000	Fräser für USS-II Polyaxial	1	ST	B01T01	07611819185364
						
3	388.584	Steckschlüssel für Zwölfkantmutter, mit L-Griff	1	ST	B01T01	07611819128767
						
4	388.143	Steckschlüssel Ø 5.0 mm, mit T-Griff	1	ST	B01T01	07611819128774
						
5	03.607.001	Zwölfkant-Schraubenzieher Ø 3.0 mm, mit T-Griff	2	ST	B01T01	07611819185371
						
6	03.607.003	USS-II-Polyaxial Haltehülse, zu Nr. 03.607.001	1	ST	B01T01	07611819185395
						
7	1508130	Siebschale für USS II Polyaxial Instrume	1	ST	B01T01	
						
8	ND4825	Deckel für Sieb 480 x 250 mm	1	ST	B01T01	


**Box01/03**

Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location	EAN/GTIN-Code
Box01/03		<b>Tray 02</b>				
9	03.607.004	USS-II-Polyaxial Positionierzange für 3D-Köpfe	2	ST	B01T02	07611819185401
						

**L01.607.004**

**USS-II-Polyaxial Instrumente**

Einsatz zu 1508130



1 ST B01T02

**Box02/03**

Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location	EAN/GTIN-Code
------	--------	-------------	-----	------	----------	---------------

Box02/03 **Tray 01**

10	03.603.108	Remobilisierungsinstrument für Lotus und USS-II-Polyaxial	1	ST	B02T01	07611819896116
11	03.607.009	USS-II-Polyaxial Stabeindrückzange	2	ST	B02T01	07611819185456
12	388.538	Pedikelvertiefungssahle Ø 2.8 mm, Länge 230 mm	1	ST	B02T01	07611819075115
13	388.622	Handgriff für USS-Haken- und Schraubenhalter Nr. 388.612	1	ST	B02T01	07611819718449
14	03.607.014	Hohlfräser Ø 12.6 mm für USS-II Polyaxial	1	ST	B02T01	07611819185500
15	1509158	Siebschale für USS II Poly Instrumente 2	1	ST	B02T01	
16	ND4825	Deckel für Sieb 480 x 250 mm	1	ST	B02T01	






Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location	EAN/GTIN-Code
------	--------	-------------	-----	------	----------	---------------

Box02/03 **Tray 02**





17	388.502	USS-Hülsenstößel, zu Nr. 388.500	2	ST	B02T02	07611819098169
18	388.615	Widerlager für Stabeindrückzangen	2	ST	B02T02	07611819128798



## L01.607.004

## USS-II-Polyaxial Instrumente

19	03.607.002	Schraubenziehereinsatz für USS-II-Polyaxial Spongiosaschrauben mit dualem Kern, Länge ab 70 mm		1	ST	B02T02	07611819185388
20	03.607.005	USS-II-Polyaxial Schraubhalter		10	ST	B02T02	07611819185418
21	03.607.007	Positionierungshilfe, zu Nr. 03.607.005		1	ST	B02T02	07611819185432
22	03.607.013	Anschlaghülse für Remobilisierung ohne Stab		1	ST	B02T02	07611819185494
		Einsatz zu 1509158		1	ST	B02T02	

## Box03/03


Pos.	Mat.Nr	Description		Qty	Unit	Location	EAN/GTIN-Code
Box03/03		<b>Tray 01</b>					
23	388.653	Ratsche für Sechskantschraubenzieher-Einsatz Ø 4.0 mm		1	ST	B03T01	07611819808324
24	314.070	Sechskantschraubenzieher, klein, Ø 2.5 mm, mit Nut		2	ST	B03T01	07611819019829
25	388.363	Haltehülse mit Nocken, zu Nr. 314.070		1	ST	B03T01	07611819115521
26	1509156	Siebschale für USS II Poly Implantate 3		1	ST	B03T01	
27	ND4825	Deckel für Sieb 480 x 250 mm		1	ST	B03T01	

Pos.	Mat.Nr	Description		Qty	Unit	Location	EAN/GTIN-Code
Box03/03		<b>Tray 01</b>					
28	03.607.008	Zwölfkant-Steckschlüssel Ø 11.0 mm, selbsthaltend, mit geradem Griff		2	ST	B03T02	07611819185449
		Einsatz zu 1509156		1	ST	B03T02	


## L01.607.004

## USS-II-Polyaxial Instrumente

### B01T01



### B01T02



Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch

www.depuyssynthes.com




## L01.607.004

## USS-II-Polyaxial Instrumente

B02T01




B02T02



**L01.607.004**

**USS-II-Polyaxial Instrumente**

**B03T01**



**B03T02**



**\*\*\*End of document\*\*\***