































L182.630**TomoFix™-Knie-Osteotomiesystem****Box01/01**

Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location	EAN/GTIN-Code
Box01/01 Tray 01						
1	03.108.030	Ausrichtstab (3 teilig)	1	ST	B01T01	07611819941847
						
2	03.108.031	Ständer, gross, für Ausrichtstab, mit Griffen (2 Stück)	1	ST	B01T01	07611819941854
						
3	03.108.032	Ständer, klein, für Ausrichtstab	1	ST	B01T01	07611819945449
						
4	309.530	Extraktionsschraube, konisch, für Schrauben Ø 4.5 und 6.5 mm	1	ST	B01T01	07611819018457
						
5	310.430	LCP-Spiralbohrer Ø 4.3 mm mit Anschlag, Länge 221 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung	2	ST	B01T01	07611819246591
						
6	312.928	TomoFix™-Führungsblock für linke TomoFix™-Tibiakopfplatte, anatomisch, proximal, medial, links	1	ST	B01T01	07612334079220
						
7	312.929	TomoFix™-Führungsblock für rechte TomoFix™-Tibiakopfplatte, anatomisch, proximal, medial, rechts	1	ST	B01T01	07612334079237
						
8	312.930	TomoFix™-Führungsblock für rechte TomoFix™-Tibiakopfplatte, lateral, proximal	1	ST	B01T01	07611819256125
						
9	312.931	TomoFix™-Führungsblock für linke TomoFix™-Tibiakopfplatte, lateral, proximal	1	ST	B01T01	07611819256132
						
10	312.932	TomoFix™-Führungsblock für rechte TomoFix™-Femurplatte, lateral, distal	1	ST	B01T01	07611819256149
						
11	312.933	TomoFix™-Führungsblock für linke TomoFix™-Femurplatte, lateral, distal	1	ST	B01T01	07611819256156
						
12	319.100	Tiefenmessgerät für Schrauben Ø 4.5 bis 6.5 mm, Messbereich bis 110 mm	1	ST	B01T01	07611819020795
						
13	323.500	LCP-Universalbohrbüchse 4.5/5.0	1	ST	B01T01	07611819248502
						

L182.630


TomoFix™-Knie-Osteotomiesystem

14	395.000	TomoFix™-Knochenspreizer		1	ST	B01T01	07611819278721
15	397.705	Griff für Drehmomentbegrenzer Nrn. 511.770 und 511.771		1	ST	B01T01	07611819127463
16	511.771	Drehmomentbegrenzer, 4 Nm, für Compact™ Air Drive und Power Drive		1	ST	B01T01	07611819119376
17	682.630	Vario Case™ für TomoFix™-Knie-Osteotomiesystem, mit Deckel, ohne Inhalt		1	ST	B01T01	07611819128897
18	689.507	Stahldeckel, Grösse 1/1, für Vario Case™		1	ST	B01T01	07611819108097
Pos.	Mat.Nr	Description		Qty	Unit	Location	EAN/GTIN-Code
Box01/01		Tray 02					
19	314.119	Schraubenziehereinsatz Stardrive® 4.5/5.0, T25, selbsthaltend, für AO/ASIF-Schnellkupplung		2	ST	B01T02	07611819740884
20	314.150	Sechskantschraubenzieher-Einsatz, gross, Ø 3.5 mm		2	ST	B01T02	07611819019874
21	321.170	Stiftschlüssel Ø 4.5 mm, Länge 120 mm		1	ST	B01T02	07611819021082
22	323.042	LCP-Bohrbüchse 5.0, für Spiralbohrer Ø 4.3 mm		3	ST	B01T02	07611819246607
23	324.168	Führungsbüchse für Kirschnerdrähte Ø 2.0 mm		1	ST	B01T02	07611819254701
24	395.001	TomoFix™-Osteotomiespaltmessgerät, Stahl		1	ST	B01T02	07611819284951
25	397.992	TomoFix™-Osteotomie-Meissel, Breite 10 mm		1	ST	B01T02	07611819275706
26	397.993	TomoFix™-Osteotomie-Meissel, Breite 15 mm		1	ST	B01T02	07611819275713
27	397.994	TomoFix™-Osteotomie-Meissel, Breite 20 mm		2	ST	B01T02	07611819275720
28	397.995	TomoFix™-Osteotomie-Meissel, Breite 25 mm		1	ST	B01T02	07611819275737
29	399.097	Knochenspreizzange, Feinsperre, Breite 8 mm, Länge 220 mm		2	ST	B01T02	07611819220997
		Einsatz zu 682.630		1	ST	B01T02	


L182.630

Tomofix™ -Knie-Osteotomiesystem

B01T01



B01T02



End of document

Document Revision History			
Version Number	Section	Description of Change	Justification of Change
1.0	All	New document	
2.0	B01T01	Aufrüstung 5x 292.200.01 & 5x 292.210.01	Set Upgrade
3.0	All	Abrüstung unsterile Implantate & 1x 311.440, 1x 312.926, 1x 310.310 und Aufrüstung 2x 314.119, 1x 312.928, 1x 312.929	CC 2125518
4.0	B01T01	Bild ausgetauscht bei 397.705	Set Update

Document Approvals
Approved Date: 17 Apr 2024

Additional Approval Task Verdict: Approve	Thomas Cartus, (tcartus@its.jnj.com) Department Approval 17-Apr-2024 05:39:30 GMT+0000
--	---

Additional Approval Task Verdict: Approve	Harald Brink, (hbrink1@its.jnj.com) Quality Approval 17-Apr-2024 13:35:10 GMT+0000
--	---